

POWER LITE

POWER STAND



Transforme o seu dia a dia ganhando mais autonomia com o Power Stand da Power Lite. Permita-se realizar atividades em pé, alcançar objetos em lugares mais altos e interagir com seus familiares na mesma altura deles. Tenha a oportunidade de experimentar uma nova perspectiva, trazendo mais liberdade e inclusão para momentos simples, mas tão significativos. Além disso, a função ortostática também contribui para a saúde, aliviando a pressão corporal, melhorando o sistema digestivo e favorecendo funções vitais, unindo praticidade e bem-estar em um único equipamento.



O painel de controle intuitivo facilita a mobilidade, permitindo uma operação simples e prática. Com comandos acessíveis, ele garante uma experiência mais ágil e segura.



O ajuste de altura em até 5 níveis permite a melhor adequação à estatura do usuário, proporcionando conforto e ergonomia durante o uso.



A tração dianteira, combinada com a distribuição de peso, garante maior segurança e estabilidade para o usuário, oferecendo confiança e suporte.



O banco com altura ajustável permite que o usuário escolha a posição ideal, parando exatamente na altura desejada. Já o cinto de estabilização pélvica garante o controle necessário do corpo para o uso seguro e eficiente do equipamento.



Suporte de joelho com regulagem de altura: funcionalidade que permite personalizar o equipamento às suas necessidades, promovendo uma experiência mais segura, estável e adaptada ao seu dia a dia.



O apoio de pés com calha proporcionando maior estabilidade, mantendo os pés seguros e alinhados, auxiliando na permanência confortável e confiável na posição.



Múltiplas opções de regulagem

Possibilidade de ajustar a altura do equipamento, a altura do suporte de joelho e o cinto de estabilização pélvica, **garantindo um uso personalizado e seguro que atende às necessidades individuais de cada usuário.**



Tenha tecnologia a seu favor

O controle por aplicativo permite que o Power Stand seja trazido diretamente na sua direção, **tornando a mobilidade ainda mais prática e conveniente.**

Especificações:

Peso Total	85 kg	Inclinação do plano	Até 5°
Capacidade máxima	100 kg	Bateria	Lítio 24V 15AH (1 Bateria)
Material	Alumínio	Raio de giro mínimo	63 cm
Velocidade máxima	4,5 km/h	Largura do assento	43 cm
Autonomia	15 km	Profundidade do assento	43 cm
Tempo de carregamento	4 - 5 H	Apoio de joelhos	Ajustável
Largura total	52 cm	Roda dianteira	9,4"
Comprimento	83 - 104 cm	Roda traseira	5,1"
Altura	113,5 - 126 cm	Sistema de frenagem	Freio eletromagnético
Altura máx do usuário	150 - 190 cm	Conexão	Bluetooth



Para mais informações, aponte a câmera do celular no QR Code.

